

**Überwachungs-EKG - Stammkabel mit EKG-Patientenleitungen und EKG-Komplettkabel  
Monitoring-ECG – Trunk cable with patient leads and complete ECG cable**

**Monitoring ECG**

Clip

Snap

Klammer

**ECG patient cable**

Druckknopf

**EKG-Patientenkabel**

**Überwachungs-EKG**

**IEC / AHA**

**Das Qualitätsprogramm für die MEDIZINTECHNIK  
The quality program for MEDICAL TECHNOLOGY**



Rev. A12-2024

## Überwachungs-EKG-Kabel – Monitoring ECG cable

EKG-Stammkabel zum Anschluss von EKG-Patientenleitungen - ECG trunk cable for connection of ECG leadwire sets









EKG-Patientenleitungen – ECG leadwire sets  
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap

EKG-Komplettkabel - ECG complete cable  
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap












# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufactures	<p>ADK-101410</p>  <p>VS-System</p>	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturers z.B. Dräger / Siemens REF M35360 / 5720030	<p>ADK-101420</p>  <p>VS-System</p>	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturers	<p>ADK-101440</p>  <p>VS-System</p>	










# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	<p>MON-141004.14</p> 	<p>ADK-150930</p>  <p>VS System</p>	
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	<p>MON-141005.24</p>  <p>Mindray REF 0010-3-12256</p>	<p>ADK-150950</p>  <p>VS System</p> <p>Mindray REF 0010-30-42730</p>	
GE/ Datex- Ohmeda	AS/3, CS/3, Cardiocap II, Satlite Plus S5	3-adrig, Klammer, 3-lead clip IEC	<p>MON-141001.14</p>  <p>GE / Datex REF 545300</p>	<p>ADK-150130</p>  <p>GE / Datex REF 545315</p>	












# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
<b>GE/ Marquette</b>	Eagle, Solar, Dash Monitor, MAC-Lab, Cath Lab, Datex-Ohmeda M-Prestn & “E” modules	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	<b>MON-141002.14</b>  GE REF 2017003-003	<b>ADK-150330</b>  nur 3-adrig, only 3-lead GE REF 412682-003	
<b>HP, Agilent/ Philips</b>	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia, Ominicare CMA, ML65A, 66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 12-Pin, IEC	<b>MON-801560.14</b>  Philips REF M1510A	<b>ADK-901530</b>  Philips REF M1613A	
<b>HP/Agilent/ Philips</b>	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia, Ominicare CMA, ML65A, 66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	<b>MON-801560.24</b>  Philips REF M1530A	<b>ADK-901550</b>  Philips REF M1633A	










# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
Bionet	BM3	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC	MON-150010.14 	ADK-150020 	
Bionet	BM5	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC	MON-150030.251 	Komplettkabel Complete Cable	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 8-Pin, IEC	MON-801570.14   Philips REF M1590A	ADK-901530   Philips REF M1613A	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 8-Pin, IEC	MON-801570.24   Philips REF M1610A	ADK-901550   Philips REF M1633A	








# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätmodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätstecker/  Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/  Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	3-adrig Klammer, 3-lead, clip, 12-Pin, IEC	 Philips REF M1669A	 Philips REF M1672A  <b>PHI-M1678A</b> (Original-Leitungen mit HF-Filter/ Original leadwires with HF filter)	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	 Philips REF M1668A	 Philips REF M1971A	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, IntelliVue	3-adrig Klammer 3-lead clip, 12-Pin, HF-Filter, IEC	 <b>Originalkabel</b> <b>Philips REF 989803170171</b>	 Philips REF M1672A	

# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG









Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
<b>Philips</b>	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, IntelliVue	5-adrig Klammer 5-lead clip, 12-Pin, HF-Filter, IEC	 <p><b>PHI-989803170181</b></p> <p><b>Originalkabel Philips REF 989803170181</b></p>	<p><b>ADK-121550</b></p>  <p>Philips REF M1971A</p>	
<b>Philips</b>	<p><b>MX40 Serie</b> Dieses Adapterkabel verbindet die MX40 Patientenmonitor Serie mit allen IntelliVue kompatiblen DIN EKG-Patientenleitungen und 8-poligen SpO2-Sensoren</p>	<p>3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC</p> <p> </p> <p>5-adrig Klammer 5-lead clip, IEC</p>	 <p><b>Nicht lieferbar / Not available</b></p>	<p><b>ADK-121530</b></p>  <p>Philips REF M1672A</p> <p><b>ADK-121550</b></p>  <p>Philips REF M1971A</p>	








# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
<b>Dräger/ Siemens</b>	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer 3-lead to 5-lead block, clip, IEC, dual pin	<p><b>MON-801530</b></p>  <p>Dräger REF 3368391</p>	<p><b>ADK-101430</b></p>  <p>Dräger REF MP03411</p>	
<b>Dräger/ Siemens</b>	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC, dual pin	<p><b>MON-801530</b></p>  <p>Dräger REF 3368391</p>	<p><b>ADK-101450</b></p>  <p>Dräger REF MP03413</p>	









# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
<b>Dräger / Siemens</b>	Alle Multimed Pod Kabel-Systeme / dual pin All Multimed Pod cable systems / dual pin	HF-Block, dual pin	<p><b>DRÄ-5947226</b></p>  <p><b>Original</b></p>	<p><b>ADK-101430</b> <b>ADK-101450</b></p>	
<b>Dräger / Siemens</b>	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer, 3-lead clip onto 5-lead block, HF-Filter, IEC, single pin	<p><b>MON-801540</b></p>   <p><b>Dräger REF MS20093</b></p>	<p><b>ADK-101530</b></p>  <p><b>Dräger REF REF MP03401</b></p>	








# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF MON-801540	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF ADK-101550	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
Dräger / Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, HF-Filter, IEC, single pin	 Dräger REF MS20093	 Dräger REF MP03403	
Medical Econet	Compact 5	3-adrig Klammer, 3-lead snap, IEC	<b>MON-150010.14</b> 	<b>ADK-150020</b> 	
Medical Econet	Compact 7 / Compact 9	5-adrig Klammer, 5-lead snap, IEC	<b>MON-150030.251</b> 	<b>Komplettkabel Complete cable</b>	

# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable  Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector  Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection  Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side  Farben/Colours
Nihon Kohden	Life Scope I: BSM-2301 / BSM-2303 Life Scope L: BSM-2350 / BSM 2351 / BSM-4103 / BSM-4113 Life Scope A: BSM-5105 / BSM-5135 / Life Scope TR: BSM-6301 / BSM.-6501 / BSM-6701 Life Scope J: BSM-9101 Life Scope M: BSM-9510 Life Scope S: BSM-9800	4er Block auf 3-adrig Klammer, 3-lead clip onto 4-lead block, IEC	 MON-141003.24 Nihon Kohden REF K922 (JC-906P)	 ADK-150530 Nihon Kohden REF K911 (BR-903P)	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC	 MON-120110.151 Medtronic REF 11110-000030	Komplettkabel Complete Cable	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC	 MON-120110.251 Medtronic REF 11110-000067	Komplettkabel Complete Cable	

# Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Alle Angaben entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Druckzeitpunkt. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten  
All information is representing the technical product status at date of printing. Changes due to technical advancement are subject to modification of amendment



MESA Medizintechnik GmbH  
Schärflmühlweg 4  
D-83671 Benediktbeuern

Phone: +49-(0)8857-6918-0  
Fax: +49-(0)8857-6918-29  
Email: [info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)  
Homepage: [www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)