



M10

Tragbarer Vitalzeichen-Monitor

- Misst NIBP, SpO₂, Temperatur und Puls
- Masimo SpO₂ (optional)
- Hochauflösendes 6" Farbdisplay
- Gewicht nur 1,25 kg
- Integrierter, wiederaufladbarer Akku für bis zu 12 Stunden Stand by
- Infrarot Ohrthermometer
- Schnelle Temperaturmessung in 2-3 Sekunden
- Datenspeicher

Spezifikationen

Monitor Leistungsprofil	
Display	6" Farbdisplay
Anzeige	NIBP SpO2 (Masimo: inkl. Perfusions Index) Herzrate Temperatur Patientengruppe (Erw., Kind, Neonatal) Batteriestatus
Abmessungen	LxBxH: 130 x 125 x 299 mm, 1,25 kg
Batterie	Li-Ion 2.200 mAh Laufzeit bis zu 12 Stunden Ladezeit: 3 Stunden Ladezeit im Betrieb: 5,5 Stunden
Speicher	50 Messungen
Zubehör	
Standard Zubehör	NIBP Anschluss Schlauch 3m NIBP Blutdruckmanschette (Erw.) SpO2 Sensor (Erw.) Nellcor SpO2 Adapterkabel Nellcor Infrarot Thermometer inkl. Ohrtips Netzkabel Bedienungsanleitung
Optionales Zubehör	Kindermanschetten, SpO2 Sensoren (Kinder), Stativ
SpO2	
Sättigungsbereich	0% - 100%
Genauigkeit	70% - 100% ± 2%
Perfusions Index	nur M10 Masimo: 0.01% - 20%
Herzrate	25 bpm - 250 bpm ± 1bpm

NIBP	
Technik	Oszillometrisch
Messbereich Systole	
Erwachsene	40-270 mmHg
Kinder	40-200 mmHg
Neonaten	40-135 mmHg
Messbereich Diastole	
Erwachsene	10-215 mmHg
Kinder	10-150 mmHg
Neonaten	10-100 mmHg
Temperatur	
Messbereich	34°C - 42,2 °C
Auflösung	0,1°C
Genauigkeit	± 0,2°C

Zubehör



Fachhändler **MESA** 

MESA Medizintechnik GmbH
Schärfelmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel: 08857-6918-0
Fax: 08857-6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

*Änderungen, Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor