

qualitativ

kompakt

funktionell

# Elektroden-Sauganlage

stabil

flexibel

mobil

**DT 100 T Serie**

Die DT 100 T Elektroden-Sauganlagen gibt es in individuellen Ausführungen für die stationäre und mobile Funktionsdiagnostik.

### Elektroden-Sauganlagen der DT 100 T Serie:

Die Vakuum-Elektroden-Sauganlagen der DT 100 T Serie ermöglichen die schnelle und komfortable Durchführung der EKG-Aufnahmen beim Ruhe- und beim Belastungs-EKG. Die Elektroden-Sauganlagen sind an alle gängigen EKG-Gerätetypen adaptierbar. Die Elektroden-Sauganlage DT 100 T kann an verschiedenen Wagensystemen wie z.B. dem MESA-Gerätewagen MW-1250-60 oder anderen Wagenvarianten montiert werden. Die DT 100 T plus Elektroden-Sauganlage ist neben den anderen Geräteversionen der DT 100 T-Serie als Standmodell universell einsetzbar.

#### DT 100 T Eigenschaften:

- flexibler Teleskop-Tragarm mit integriertem Defibrillatorschutz
- Schwenkbereich 365°, Radius vertikal 150°, Teleskoparm 84 – 132 cm
- Vakuumpumpe mit Ausblasfunktion und vierstufiger Einstellung
- Automatische Saugleistungsregulierung je Einstellvorgabe
- Vakuumbereich von 60 – 260 mbar, Druckbereichs- und Statusanzeige
- Leise Pumpeneinheit, Schutzklasse I, MPG Klasse I
- Umschaltbare Pumpenfunktion für das Applikationsende und wirkungsvollen Reinigungseffekt durch Ausblasfunktion
- Qualitativ hochwertige EKG-Aufnahmen durch konsequente Schirmung der Patientenleitungen
- Einzel- von außen austauschbare Patientenleitungen
- Saugelektroden (Ag/AgCl) aus weichem Silikon ermöglichen eine sehr gute Haftung auch bei starker Behaarung der Patienten
- Zwei Leitungslängen beim Kauf wählbar (10x1m oder 6x1m und 4x1,3 m)
- Optional; Akkuversion (bis zu 6 h Akkubetrieb)



DT-100 T plus Elektroden-Sauganlage  
Standmodell

Die DT 100 T Elektroden-Sauganlagen Montagemodelle können an verschiedene Gerätewägen montiert werden. Des Weiteren gibt es eine Tisch- und Wandhalterung. Die Gerätewägen eignen sich im medizinischen Bereich für die mobile und flexible Unterbringung von vielen Gerätekombinationen. Diese Gerätewägen bieten flexible Ausbau- und Variationsmöglichkeiten (Anzahl der Ablageplatten, Schubladen etc.).



DT 100 TH Elektroden-Sauganlage  
Montagemodell mit Gerätewagen H



DT 100 T Elektroden-Sauganlage  
Tisch-Montagemodell



DT 100 T Elektroden-Sauganlage  
Montagemodell mit Gerätewagen MW-1250-60



MESA Medizintechnik GmbH  
Schärflmühlweg 4  
D-83671 Benediktbeuern  
Tel.: 08857 – 6918-0  
Fax: 08857 – 6918-29  
Email: [info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)  
[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem Qualitäts-Management-System nach EN ISO und sind CE gekennzeichnet. Das Unternehmen ist EN ISO zertifiziert.