

flexibel

kompakt


mini
EKG-Monitor

mobil

Notfall-EKG

PM10 mini EKG Monitor

PM10 mini – EKG-Gerät im Miniformat mit TFT-Farbbildschirm, Akkubetrieb und Bluetooth™ Schnittstelle
Handlicher, kleiner EKG-Monitor mit Speicherfunktion zur schnellen Ableitung eines EKGs.



PM10 mini Produktmerkmale

- Leichte und einfache Handhabung
- Schnelle EKG-Abnahme mit im Gerät integrierten EKG-Elektroden an Finger und Handfläche oder Finger und Brustkorb
- Anschluss für USB-Ladekabel
- EKG-Speicherung bis 100 EKGs
- bis zu 500 EKGs mit einem Batteriesatz
- Anzeige der Batteriekapazität
- EKG-Wiedergabe über internen TFT-Bildschirm mit Farbdarstellung und Hintergrundbeleuchtung
- Software für WINDOWS zur EKG-Datenübertragung und Dokumentation (Downloadportal)
- Lieferung mit USB-Kabel und Textiltragetasche

Technische Daten PM10 mini


- Leicht, kompakt mit Akkubetrieb (2 AAA)
- Gewicht : 60 g, Grösse: 140 x 75 x 26 mm
- TFT-Farb-Bildschirm für EKG und HF (1,77")
- Abtastrate: 250 Hz – EKG-Alarmton
- Herzrate: von 30 bpm bis 300 bpm
- Speicherzeit (Monitoring) / EKG 10, 15,30 sec.
- Speicherkapazität bis 100 EKG-Messungen
- EKG-Ableitung: Standard 3 Ableitungen I, II, III
- EKG-Analyse innerhalb 15 sec.
- EKG-Verstärkung (1mV +/- 5 %, 10 mm/mV)
- EKG-Geschwindigkeit 25 mm/sec. +/- 5%
- Amplitudenfrequenz: Standard 10 Hz
- Bandbreite: 1 bis 20Hz (+0,4 dB – 3.0 dB)
- Schutzklasse BF, IP22



EKG-Testmodus



EKG-Speichermodus



EKG-Ableitungen



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO. Sie tragen das CE-Kennzeichen und erfüllen die Medizinrichtlinien 93/42/EWG