

qualitativ

funktionell

CARDIAX Zubehör

stabil

flexibel

kompakt


PC-EKG-Halterung



Die MESA PC-EKG-Halterung für das CARDIAX PC-EKG

CARDIAX PC-EKG-Halterung

- Die stabile Konstruktion ist zur Montage an allen gängigen Elektroden-Sauganlagen konzipiert.
- Lackierung der Halterung in belastungsfähiger Pulverbeschichtung
- Farbe grau RAL 7035 Grobstruktur seidenglänzend
- Geeignet für das CARDIAX PC-EKG (USB-Version) und CARDIAX PC-EKG (USB-/WiFi-Version) ab Baujahr 2012
- Abmessungen 152 x 86 x 95 cm (H x B x T), Gewicht ca. 380 g, Halterung Ø 40 mm
- Lieferung komplett mit Halterung, Moosgummistreifen und Inbusschlüssel



- Elektroden-Sauganlagen und EKG-Patientenkabel sind oben am CARDIAX PC-EKG mit dem EKG-Stecker anzuschließen.

Gerätewagen

- Gerätewägen in diversen Ausführungen sind ebenfalls bei MESA lieferbar.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärfmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de