

qualitativ kompakt funktionell
stabil flexibel mobil

Gerätewagen

Gerätewagen MW-1000-44

Universal-Gerätewagen MW-1000-44:

- Die zwei stabilen Ablageplatten sind für die Aufnahme von PC-EKG mit Notebook, EKGs, Montage von EKG-Kabelhalterung, Elektroden-Sauganlagen der DT-Serie mit Pumpen, Defibrillator, Drucker und anderen medizintechnischen Geräten konzipiert.
- Lackierung der höhenverstellbaren Arbeitsplatten in belastungsfähiger Pulverbeschichtung (Farbe grau RAL 7035)
- Profile in robuster Leichtmetallausführung, Korb für Zubehör als Standardausführung im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbarer Haltegriff zum einfachen mobilen Einsatz
- 4 Rollen (vorne 2 Stück fixierbar), dadurch wird eine hohe Standfestigkeit und Mobilität garantiert.
- Abmessungen Gerätewagen Typ MW-1000-44: 100 x 44 x 46 cm (H x B x T), Gewicht: ca. 10 kg (ohne Sauganlage)



Wagen MW-1000-44 mit EKG-Kabelhalterung



Wagen MW-1000-44 mit DT-Elektroden-Sauganlage

- EKG-Kabel oder Elektroden-Sauganlagen sind mit speziellen Halterungen am MW-1000-44 Gerätewagen montierbar.

- **Andere Gerätewagenmodelle**
Gerätewagen für z.B. Ergometrie-Messplätze und Monitor-Systeme sind ebenfalls lieferbar.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de