

qualitativ kompakt funktionell  
stabil flexibel mobil  
**Gerätewagen**

**Gerätewagen MW-1250-60**

### Universal-Gerätewagen MW-1250-60:

- Die stabile Wagenboden und die Ablageplatten sind für die Aufnahme von PC, Drucker und medizintechnischen Geräten (PC-EKG, EKG, Spirometer, Defibrillator, PC, Laserdrucker u.v.a) konzipiert.
- Lackierung der Arbeitsplatten in belastungsfähiger Pulverbeschichtung Mousepad nach rechts ausziehbar
- Höhenverstellbare Ablageplatten mit Haltegriffen für Geräte, PC oder Drucker (Farbe grau RAL 7035)
- Seitenprofile in robuster Leichtmetallausführung, Höhe der Ablageplatten am Profil individuell einstellbar
- Elektroden-Sauganlagen der DT-Serie und anderer Hersteller sowie EKG-Kabelhalterung sind problemlos zu montieren.
- Mobil durch 4 Rollen und fixierbar mit den vorderen Rollen, hohe Standfestigkeit
- Abmessungen Gerätewagen Typ MW-1250-60: 125 x 60 x 50 cm (H x B x T), Gewicht: ca. 14 kg



- Elektroden-Sauganlagen und EKG-Patientenkabel-Halterungen sind auch mit mit Klemmfuss am MW-Gerätewagen montierbar.

- **Andere Gerätewagenmodelle**  
Gerätewägen für z.B. ErgoSpirometrie-Systeme sind auf Anfrage lieferbar



MESA Medizintechnik GmbH  
Schärflmühlweg 4  
D-83671 Benediktbeuern  
Tel.: 08857 – 6918-0  
Fax: 08857 – 6918-29  
Email: [info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)  
[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)