

flexibel

# EKG-Monitor

mobil


kompakt

# Notfall-EKG

**Easy EKG-Monitor PC-80 B**

## Easy EKG-Monitor PC-80 B - Der praktische EKG-Monitor im Taschenformat.

Handlicher, kleiner EKG-Monitor mit Speicherfunktion zur schnellen Ableitung auch eines Notfall-EKGs



### Easy EKG PC-80 B Produktmerkmale

- Leichte und einfache Handhabung
- Schnelle EKG-Abnahme mit im Gerät integrierten EKG-Elektroden an Finger und Handfläche oder Finger und Brustkorb
- Anschluss für 3-adriges EKG-Patientenkabel
- EKG-Speicherung bis 1200 EKGs
- bis zu 10 h kontinuierliche EKG-Speicherung mit einem Batteriesatz
- Anzeige der Batteriekapazität
- Lieferung mit EKG-Kabel, Tragetasche, USB-Ladekabel und Bedienungsanleitung

### Technische Daten Easy EKG PC-80 B

- Leicht, kompakt mit Batteriebetrieb (2 AAA)
- Gewicht 110 g, Grösse: 125 x 70 x 21,5 mm
- LCD-Farbbildschirm für EKG und Herzfrequenz (57,6 x 40 mm)
- Abtastrate: 20 mm/sec. +/- 10 %
- EKG-Alarmton
- Herzrate: von 30 bpm bis 240 bpm, +/- 2%
- Speicherzeit (Monitoring) pro EKG bis 30 sec.
- Speicherkapazität bis 1200 EKG-Messungen
- EKG-Analyse innerhalb 30 sec.
- EKG-Messbereich 1Hz – 40 Hz
- EKG-Patientenkabel für Klebe-Elektroden
- EMV Gruppe I, Klasse B
- Schutzklasse Typ B



Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO 13485:2016 und sind CE gekennzeichnet.

MESA Medizintechnik GmbH  
Schärfmühlweg 4  
83671 Benediktbeuern  
Tel.: 08857 – 6918-0  
Fax: 08857 – 6918-29  
Email: [info@mesamed.de](mailto:info@mesamed.de)  
[www.mesamed.de](http://www.mesamed.de)