

Überwachungs-EKG - Stammkabel mit EKG-Patientenleitungen und EKG-Komplettkabel
Monitoring-ECG – Trunk cable with patient leads and complete ECG cable

Monitoring ECG

Clip

Snap

Klammer

ECG patient cable

Druckknopf

EKG-Patientenkabel

Überwachungs-EKG

IEC / AHA

Das Qualitätsprogramm für die MEDIZINTECHNIK
The quality program for MEDICAL TECHNOLOGY

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Überwachungs-EKG-Kabel – Monitoring ECG cable

EKG-Stammkabel zum Anschluss von EKG-Patientenleitungen - ECG trunk cable for connection of ECG leadwire sets







EKG-Patientenleitungen – ECG leadwire sets
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap

EKG-Komplettkabel - ECG complete cable
Klammer oder Druckknopf / Clip or snap






Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturer	ADK-101410  VS-System	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturer z.B. Dräger / Siemens REF M35360 / 5720030	ADK-101420  VS-System	
MESA	Verschiedene Hersteller mit EKG-Stammkabel und VS-Blocksystem-Weiche / various manufacturer with ECG trunk cable and with VS system yoke	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	Verschiedene Hersteller / various manufacturer	ADK-101440  VS-System	





Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	MON-141004.14 	ADK-150930  VS System	
Mindray	PM7000 / PM8000 / PM9000	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC	MON-141005.24  Mindray REF 0010-3-12256	ADK-150950  VS System Mindray REF 0010-30-42730	
GE/ Datex- Ohmeda	AS/3, CS/3, Cardiocap II, Satlite Plus S5	3-adrig, Klammer, 3-lead clip IEC	MON-141001.14  GE / Datex REF 545300	ADK-150130  GE / Datex REF 545315	





Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
GE/ Marquette	Eagle, Solar, Dash Monitor, MAC-Lab, Cath Lab, Datex-Ohmeda M-Prestn & “E” modules	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC	MON-141002.14  GE REF 2017003-003	ADK-150330  nur 3-adrig, only 3-lead GE REF 412682-003	
HP, Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 12-Pin, IEC	MON-801560.14  Philips REF M1510A	ADK-901530  Philips REF M1613A	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	MON-801560.24  Philips REF M1530A	ADK-901550  Philips REF M1633A	





Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Bionet	BM3	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC	MON-150010.14 	ADK-150020 	
Bionet	BM5	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC	MON-150030.251 	Komplettkabel Complete Cable	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	3-adrig Klammer, 3-lead clip, 8-Pin, IEC	MON-801570.14  Philips REF M1590A	ADK-901530  Philips REF M1613A	
HP/Agilent/ Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi- Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 8-Pin, IEC	MON-801570.24  Philips REF M1610A	ADK-901550  Philips REF M1633A	




Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	3-adrig Klammer, 3-lead, clip, 12-Pin, IEC	MON-121580.14  Philips REF M1669A	ADK-121530  Philips REF M1672A PHI-M1678A (Original-Leitungen mit HF-Filter/ Original leadwires with HF filter)	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, Intellivue	5-adrig Klammer, 5-lead clip, 12-Pin, IEC	MON-121580.24  Philips REF M1668A	ADK-121550  Philips REF M1971A	
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, IntelliVue	3-adrig Klammer 3-lead clip, 12-Pin, HF-Filter, IEC	PHI-989803170171  Originalkabel Philips REF 989803170171	ADK-121530  Philips REF M1672A	



Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Philips	Merlin Viridia, Module: M1001B, M1002B, Multi-Parameter-Module: M3000A, M3001A, M3002A, MP2: M8102A, MP5: M8105A, C3: 862474, 862478, SureSigns Monitore: 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 863085, 863086, 863087, 863088 Merlin 78352C/78354C/ 78834CM1001A/ M1002A, Viridia,Ominicare CMA, ML65A,66A Heartstream Codemaster XL, IntelliVue	5-adrig Klammer 5-lead clip, 12-Pin, HF-Filter, IEC	 Originalkabel Philips REF 989803170181 Nicht lieferbar / Not available	ADK-121550  Philips REF M1971A	
Philips	MX40 Serie Dieses Adapterkabel verbindet die MX40 Patientenmonitor Serie mit allen IntelliVue kompatiblen DIN EKG-Patientenleitungen und 8-poligen SpO2-Sensoren	3-adrig Klammer, 3-lead clip, IEC 5-adrig Klammer 5-lead clip, IEC	 Nicht lieferbar / Not available	ADK-121530  Philips REF M1672A ADK-121550  Philips REF M1971A	 



Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger/ Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer 3-lead to 5-lead block, clip, IEC, dual pin	MON-801530  Dräger REF 3368391	ADK-101430  Dräger REF MP03411	
Dräger/ Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, IEC, dual pin	MON-801530  Dräger REF 3368391	ADK-101450  Dräger REF MP03413	





Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger / Siemens	Alle Multimed Pod Kabel-Systeme / dual pin All Multimed Pod cable systems / dual pin	HF-Block, dual pin	DRÄ-5947226  Original	ADK-101430 ADK-101450	
Dräger / Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5er Block auf 3-adrig, Klammer, 3-lead clip onto 5-lead block, HF-Filter, IEC, single pin	MON-801540  Dräger REF MS20093	ADK-101530  Dräger REF REF MP03401	







Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Dräger / Siemens	Siemens Multimed: SC 5000 / 6000 / 6000P/ 6002/ 7000/ 8000/ 9000 Dräger Infinity: Gamma / Gamma XL/ Gamma X XL/ Delta / Delta XL/ Kappa/ Kappa XLT/ Vista/Vista XL	5-adrig Klammer, 5-lead clip, HF-Filter, IEC, single pin	 Dräger REF MS20093	 Dräger REF MP03403	
Medical Econet	Compact 5	3-adrig Klammer, 3-lead snap, IEC	 MON-150010.14	 ADK-150020	
Medical Econet	Compact 7 / Compact 9	5-adrig Klammer, 5-lead snap, IEC	 MON-150030.251	Komplettkabel Complete cable	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Hersteller / Manu- facturer	Gerätemodell / Device model code	Kabeltyp/ Type of cable Farbcode/ Colour code	Stammkabel-Gerätestecker/ Trunk cable – Device connector Art.Nr. – REF	Patientenleitungen- Anschluss/ Leadwire sets - Connection Art.Nr. – REF	Patientenseite/ Patient side Farben/Colours
Nihon Kohden	Life Scope I: BSM-2301 / BSM-2303 Life Scope L: BSM-2350 / BSM 2351 / BSM-4103 / BSM-4113 Life Scope A: BSM-5105 / BSM-5135 / Life Scope TR: BSM-6301 / BSM.-6501 / BSM-6701 Life Scope J: BSM-9101 Life Scope M: BSM-9510 Life Scope S: BSM-9800	4er Block auf 3-adrig Klammer, 3-lead clip onto 4-lead block, IEC	MON-141003.24  Nihon Kohden REF K922 (JC-906P)	ADK-150530  Nihon Kohden REF K911 (BR-903P)	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	3-adrig Druckknopf, 3-lead snap, IEC	MON-120110.151  Medtronic REF 11110-000030	Komplettkabel Complete Cable	
Medtronic/ Physio Control	Lifepak12 / Lifepak 20E / Lifepak 15	5-adrig Druckknopf, 5-lead snap, IEC	MON-120110.251  Medtronic REF 11110-000067	Komplettkabel Complete Cable	

Überwachungs – EKG Monitoring – ECG



Alle Angaben entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Druckzeitpunkt. Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung sind vorbehalten
All information represents the technical product status at date of printing. Changes due to technical advancement are subject to modification of amendment



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern

Phone: +49-(0)8857-6918-0
Fax: +49-(0)8857-6918-29
Email: info@mesamed.de
Homepage: www.mesamed.de