

Artikel Bezeichnung	Art.Nr.:	Abbildung
Brustwand - Saugelektrode VE=6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Metallsaugnapf Ø 30 mm	ZUB-401073	
Brustwand - Saugelektrode (Kinder) VE= 6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Metallsaugnapf Ø 14 mm	ZUB-401071	
Ersatzball-Gummiball für Saugelektroden (blau, Ø 30 mm) passend für Art.Nr. ZUB-401073, ZUB-401071 u. ZUB-401260 VE= 6 Stück	ZUB-401245	
Brustwand - Saugelektrode VE=6 Stück Ag / AgCl, Anschluss für 4 mm Bananenstecker Gummisaugnapf Ø 30 mm	ZUB-401260	
Extremitäten – Klammerelektroden Satz mit Universalanschluss, farbcodiert, Ag / AgCl, für Erwachsene, Satz = 4 Stück	ZUB-401070	
Extremitäten – Klammerelektroden Satz mit Universalanschluss, farbcodiert, Ag / AgCl, für Kinder, Satz = 4 Stück	ZUB-401066	
Druckknopfadapter mit 4 mm Buchse , VE= 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4 mm Bananen- stecker mit Druckknopf an EKG-Elektroden	ZUB-401074	
Clipadapter mit 4 mm Buchse , VE= 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4 mm Bananen- stecker mit Klammer an EKG-Elektroden	ZUB-401083	
Tab-Elektroden Adapter mit 4 mm Buchse , VE = 10 Stück Farbe: weiss, zum Anschluss von 4mm Bananen- stecker mit Kontakt an Tab-EKG-Elektroden	ZUB-401410	
Schaumstoff – Einmalelektrode S-50LG Anschluss Druckknopf, Ag / AgCl, Ø 50 mm, vorgeliert, Beutel à 25 Stck., 1 Karton mit 10 Beutel Mindestbestellmenge 2 Karton	ZUB-401800	
Clinical Spray EKG-Kontaktspray 250 ml Sprayflasche 1 VE = Karton mit 8 Flaschen a 250 ml = 2000ml Art. Nr. ZUB-401815 1 VE = Karton mit 32 Flaschen a 250 ml = 8000ml (Großpackung)	ZUB-401914	
Klammeradapter für 4 mm Bananenstecker mit Steckkupplung (Länge 15 cm), Farbe weiss 1 VE = 10 Stück	ZUB-401082	
Cleanisept® Wipes (alkoholfrei) Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinische Geräte und Zubehör (auch für die Entfernung von Kleberesten z.B. EKG-Kabel) 1 Dose mit 100 Tüchern, 1 VE = 2 Dosen	ZUB-190010	