

qualitativ

funktionell

CARDIAX Zubehör

stabil

flexibel

kompakt


CARDIAX® PC-EKG Halterung



Die MESA PC-EKG-Halterung für das CARDIAX PC-EKG

CARDIAX® PC-EKG Halterung

- Die stabile Konstruktion ist zur Montage am Stativrohr oder am Standfuss von Strässle Elektroden-Sauganlagen der DT 80 T und DT 100 T Serien oder an MESA-Gerätewägen konzipiert.
- Lackierung der Halterung in belastungsfähiger Pulverbeschichtung
- Farbe grau RAL 7035 Grobstruktur seidenglänzend
- Geeignet für das CARDIAX PC-EKG (USB-Version) und CARDIAX PC-EKG (USB-/WiFi-Version) ab Baujahr 2020
- Lieferung komplett mit Halterung, Moosgummistreifen und Inbusschlüssel



- Elektroden-Sauganlagen und EKG-Patientenkabel sind oben am CARDIAX PC-EKG mit dem EKG-Stecker anzuschließen.

Gerätewagen

- Gerätewägen MW-1250-60 und MW-1000-44 sind u.a. ebenfalls bei MESA lieferbar.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de