

qualitativ kompakt funktionell

Gerätewagen

stabil flexibel mobil

Gerätewagen MW-1250-60

Universal-Gerätewagen MW-1250-60:

- Die stabile Wagenboden und die Ablageplatten sind für die Aufnahme von PC, Drucker und medizintechnischen Geräten (PC-EKG, EKG, Spirometer, Defibrillator, PC, Laserdrucker u.v.a) konzipiert.
- Lackierung der Arbeitsplatten in belastungsfähiger Pulverbeschichtung Mousepad nach rechts ausziehbar
- Höhenverstellbare Ablageplatten mit Haltegriffen für Geräte, PC oder Drucker (Farbe grau RAL 7035)
- Seitenprofile in robuster Leichtmetallausführung, Höhe der Ablageplatten am Profil individuell einstellbar
- Elektroden-Sauganlagen der Strässle DT-Serie sowie EKG-Kabelhalterung sind problemlos zu montieren.
- Mobil durch 4 Rollen und fixierbar mit den vorderen Rollen, hohe Standfestigkeit
- Abmessungen Gerätewagen Typ MW-1250-60: 125 x 60 x 50 cm (H x B x T), Gewicht: ca. 14 kg



- Strässle Elektroden-Sauganlagen und EKG-Patientenkabel-Halter sind mit speziellen Halterungen seitlich am MW-1250-60 Gerätewagen montierbar.

Andere Gerätewagenmodelle

- Gerätewägen anderer Hersteller sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
D-83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
E-mail: info@mesamed.de
www.mesamed.de