

flexibel

kompakt

INFRAROT-OHRTHERMOMETER

mobil

hygienisch

bosotherm medical
Ohrthermometer



bosotherm medical Infrarot-Ohrthermometer

Das Ohrthermometer misst in nur 1 Sekunde. Leuchtdisplay, Alarmsignal bei Fieber; sehr handlich durch ergonomisches Design, Signalton für Anfang und Ende der Messung; Speicher zeigt beim Einschalten den letzten Messwert (Indiz für steigendes oder fallendes Fieber); inklusive 20 x Hygieneschutzhüllen; 2 Jahre Garantie.



Produktmerkmale:

- Präzisionsmessung in nur 1 Sekunde
- Klares Leuchtdisplay zum komfortablen Ablesen bei Dunkelheit
- Alarmsignal bei Fiebertemperatur
- handlich durch ergonomisches Design
- Signalton für Anfang und Ende der Messung
- Speicher zeigt beim Einschalten letzten Messwert an → Indiz für steigendes oder fallendes Fieber
- 20 Hygiene-Schutzhüllen
- Elegante, praktische Sicherheits-Box mit 20 Schutzhüllen
- Inklusive Batterie 3 V Typ CR 2032
- MTK-Intervall 12 Monate

Technische Daten:

- Kompaktes Design 141 x 26 x 20 mm
- Übersichtliche LCD-Anzeige mit Teilung 0,1°C
- Messbereich 32,0° C bis 42,2° C
- Auflösung der Anzeige: 0,1 ° C / 0,1° F
- Genauigkeit +/- 0,2° C, 0,2° F
- Automatische Abschaltung nach ca. 1 min.
- Praktische Bedienungstaste
- Messzeitungen: ca. 1.000
- Temperaturmessung ca. 4 sec. nach Einschalten
- Gewicht: 45 g (mit Batterien)
- Schutzklasse IP 21, Typ BF, IEC 60601-1-2 (EMC)
- Lieferung inkl. deutscher Bedienungsanleitung, 1 x 3 V Typ CR 2032 Batterie und Sicherheitsbox



Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO 13485:2016 und sind CE gekennzeichnet.

MESA Medizintechnik GmbH
Schärfelmühlweg 4
83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

