

flexibel

kompakt

Thermometer-Kalibriertester

mobil

MTK

**Kalibriertester 9600 Plus
für ThermoScan 6000 Pro**



Welch Allyn Kalibriertester 9600 Plus für das Ohrthermometer ThermoScan 6000 Pro

Der 9600 Plus Kalibriertester überprüft die Genauigkeit der kalibrierten Temperatur des tragbaren Welch Allyn Ohrthermometers ThermoScan 9600 Pro und von integrierten Welch Allyn Technologiemonitoren. Der Tester ist eine genau geregelte Temperaturquelle, die die Einrichtung, exakte Kalibrierung und Wartung von Wasserbädern und anderen Universalkalibriervorrichtungen überflüssig macht. Der Benutzer misst die Temperatur des Kalibriertesters 9600 Plus und kann sicher sein, dass er exakte Messwerte erhält, weil die Einheit werkseitig mit einem Normal des National Institute of Standards and Technology (NIST) oder mit einem äquivalenten Normal kalibriert ist.



Leistungsmerkmale:

- Der Kalibriertester 9600 Plus überprüft die Kalibrierengenauigkeit des Welch Allyn ThermoScan 6000 Pro Ohrthermometers
- Testgenauigkeit bei drei Kalibrier-Solltemperaturen
- Temperaturanzeige in Grad Celsius °C oder Fahrenheit °F
- Vier Netzsteckeinsätze zur Anpassung an unterschiedliche Leistungskonfigurationen
- Einfache Einrichtung und Bedienung
- Die Lieferung des Kalibriertesters 9600 Plus erfolgt mit einem robusten Hartplastik-Tragekoffer.



MESA Medizintechnik GmbH
Schärflmühlweg 4
83671 Benediktbeuern
Tel.: 08857 – 6918-0
Fax: 08857 – 6918-29
Email: info@mesamed.de
www.mesamed.de

Unsere Produkte unterliegen von der Entwicklung bis hin zur Fertigung einem zertifizierten Qualitäts-Sicherungssystem nach EN ISO 13485:2016.